

## iOS / Android アプリケーション

スマートフォン向け専用アプリは、血圧、体重、体温等のバイタルサインを Bluetooth®通信で簡単・正確に自動で受信することができます。  
SNS によるデータの共有や、クラウド上の健康管理サービスとの連動が可能です。

### ■ 対応 OS

#### ● iOS

iOS 13.0 以降

iPhone SE (第 1 世代)以降、

iPad (第 5 世代) 以降、iPad Air 2 以降、iPad mini 4 以降

#### ● Android


Android 7.0 以降



### ■ 特長

#### ● 簡単ペアリング

製品にあるボタン 1 つを押すだけで自動的にペアリングが開始されます。



#### ● バイタルサインをスマートフォンでデータ管理

血圧、体重、体オウンなどのバイタルサインデータは、Bluetooth®通信でスマートフォン、アプリが自動的に受信、簡単・正確に記録、グラフ化することができます。

測定データをメールや X (旧 Twitter) などの SNS によるデータ共有や、クラウド上の健康管理サービスとの連動が可能です。

# iOS / Android アプリケーション

簡単に記録、グラフ化、データ共有が楽にできて便利

## ダッシュボード

自動で測定データを記録、  
複数のバイタルデータを一覧表示



## リスト

日時、測定データを保持  
最新データから表示

血圧

日付	最高血圧 (mmHg)	最低血圧 (mmHg)	脈拍 (bpm)
2017/08/31 12:00	147	88	76
2017/08/31 3:00	164	84	73
2017/08/30 12:00	150	81	72
2017/08/30 3:00	133	89	72
2017/08/29 12:00	152	86	81
2017/08/29 3:00	165	83	68
2017/08/28 12:00	122	83	83
2017/08/28 3:00	135	70	96
2017/08/27 12:00	131	77	94
2017/08/27 3:00	169	75	78

## トレンドグラフ

測定データの動き  
動向が一目でわかる



### 測定データ推移表示

アプリは測定データの推移を見やすいグラフにてご確認いただけるので、日々の健康管理に役立てることができます。

#### DAY



#### Week



#### Month



#### List

Blood Pressure

Date	Systolic (mmHg)	Diastolic (mmHg)	Pulse Rate (bpm)
Feb 25, 2015, 08:34	93	67	68
Feb 25, 2015, 08:34	100	63	68
Feb 24, 2015, 08:54	96	66	71
Feb 24, 2015, 08:53	95	66	71
Feb 23, 2015, 08:54	97	67	72
Feb 20, 2015, 08:26	101	66	69
Feb 20, 2015, 08:25	94	67	68
Feb 19, 2015, 13:12	102	69	72
Feb 19, 2015, 13:12	112	69	72
Feb 18, 2015, 13:12	100	69	64



### ゴール設定機能

アプリはゴール設定を行うことができます。達成目標を持つことは日々の健康維持活動の原動力となります。

## iOS / Android アプリケーション

- リマインダー

アプリは測定時間をお知らせするリマインダー機能を搭載しています。



- 紙でのプリントアウトに対応

血压レポートをアプリから直接印刷できます。



- 測定データ通知方法

測定データは E メールや SNS によってお医者様やご家族にもお知らせすることができます。  
手軽で簡単にあなたの健康状態をお知らせすることができます。